



# 科莱瑞迪 康复辅具定制产品

高温定制支具 低温定制支具 矫形鞋定制 压力衣定制 康复辅具产品

2020

## 简介:

广州科莱瑞迪康复辅具用具有限公司是广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司旗下子公司，是一家集矫形器开发、研究、生产、装配、培训为一体的企业，公司主营：高、低温定制矫形器、个性化定制压力衣、足部3D定制矫形鞋垫以及康复辅具类有关的康复产品。主要应用于预防或矫正四肢、躯干的畸形或治疗骨关节及神经肌肉疾病并补偿其功能、预防和控制疤痕组织的过度增生、临床治疗及辅助康复等领域。

公司秉承总公司（广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司）的管理与经营理念，**造福人类健康，提高生活品质**，通过科技手段——为伤残人士创造更高品质的生活。



高温定制支具

胸腰骶椎支具..... 4

脊柱侧弯支具..... 4

头颈胸支具..... 4

肘关节支具..... 4

髌膝踝足支具..... 4

长腿支具..... 4

截瘫支具..... 5

髌外展支具..... 5

膝关节限位支具..... 5

膝内外翻支具..... 5

膝踝足支具..... 5

儿童动踝支具..... 6

儿童静踝支具..... 6

儿童DFO支具.....6

成人动踝支具..... 6

成人静踝支具..... 6

低温定制支具

手指固定支具..... 7

拇指固定支具..... 7

掌指固定支具..... 7

腕固定支具..... 7

腕手固定支具..... 7

掌腕固定支具..... 7

手休息位固定支具..... 7

手功能位固定支具..... 7

分指固定支具..... 7

手屈肌腱固定支具..... 7

手伸肌腱固定支具..... 7

颈胸固定支具..... 7

腰背心固定支具..... 7

足踝固定支具..... 7

矫形鞋定制

定制矫形鞋..... 8

3D打磨型鞋垫..... 9

3D打印型鞋垫..... 9

压力衣定制

压力治疗..... 10

头部压力套..... 11

上肢压力套..... 11

手部压力套..... 11

腿部压力套..... 11

肢体压力套..... 12

踝足压力套..... 12

躯干压力套..... 12

下肢压力套..... 12

康复辅具产品

颈部固定器..... 13

颈胸固定器..... 13

腰部固定器..... 13

腰椎固定器..... 13

腰椎骶固定器..... 13

软性支具..... 14

肩锁关节固定支具..... 14

行走靴..... 14

踝足支具..... 14

拇外翻支具..... 14

儿童肩外展支具..... 15

儿童头颈胸支具..... 15

儿童斜颈支具..... 15

哈罗士架..... 15

## 胸腰骶椎支具

型号: JX-G-Y01



### 适应症: //

- 1、限制腰部运动，腰部疾病和保守治疗患者。
- 2、治疗下腰痛和腰椎间盘突出、间盘突出术后和脊柱融合术后。
- 3、胸腰骶椎骨折术后固定及保守治疗使用，包含:胸腰椎骨折术后、腰椎骶损伤骨折、椎体滑脱、椎间盘突出、椎体结核、骨质疏松等。
- 4、胸腰骶椎椎体及其软组织损伤康复训练过程中早期站立。

## 脊柱侧弯支具

型号: JX-G-Y02



### 适应症: //

适用于19岁以下特发性脊椎侧弯的矫正及各种疾病引起的脊椎侧弯的固定和矫正。

## 头颈胸支具

型号: JX-G-T01




### 适应症: //

- 1、适用于颈椎损伤及高位胸椎损伤患者。
- 2、颈椎关节炎和颈椎稳定性骨折等的固定和保守治疗。
- 3、颈椎损伤术后固定及康复期的运动防护。

## 肘关节支具

型号: JX-G-Z01



### 适应症: //

- 1、肘关节内外侧韧带扭伤。
- 2、肘关节松脱及关节炎术后或骨折术后。
- 3、肘关节及其软组织损伤的保守治疗及挛缩的预防。
- 4、限位单侧铰链设计，有限位角度盘（0-120度）。

## 髌膝踝足支具

型号: JX-G-K01



### 适应症: //

- 1、髌关节松弛不稳或伴有内、外旋畸形的患者。
- 2、髌骨骨折、骨裂、大腿骨骨折、股骨骨折、股骨头置换。
- 3、下肢无力需要固定的患者。

## 长腿支具

型号: KAFO




### 适应症: //

- 1、脑瘫引起肌张力过高，关节变形，下肢无力，膝过曲、膝反张行走。
- 2、小儿麻痹引起肌肉萎缩、肌无力；高低脚、长短脚。
- 3、因外伤引起下肢严重变形，导致无法直立行走等。

## 截瘫支具低位

型号：JX-G-K02



### 适应症：

- 1、全瘫、不全瘫、转移性骨髓炎的患者。
- 2、肌源性或神经性疾病的患者。
- 3、下腰部、盆骨、下肢需要支撑患者。
- 4、L1-T4截瘫患者。

## 截瘫支具高位

型号：JX-G-K02L



### 适应症：

- 1、全瘫、不全瘫、转移性骨髓炎的患者。
- 2、肌源性或神经性疾病的患者。
- 3、下腰部、盆骨、下肢需要支撑患者。
- 4、L3-L5截瘫患者。

## 髌外展支具

型号：JX-G-K03



### 适应症：

- 1、髌关节及其周围软组织损伤保守治疗的固定。
- 2、髌关节及其周围软组织损伤手术、髌关节置换术后的固定。
- 3、成人髌关节脱位患者。
- 4、需要将髌关节置于外展位患者。
- 5、髌关节及其周围软组织损伤康复训练过程中早期站立的患者。

## 膝关节限位支具

型号：JX-G-X01



### 适应症：

- 1、膝关节骨折术后固定。
- 2、软组织损伤，髌骨骨折，脱位，肌力，挛缩，半月板损伤。
- 3、关节炎，反屈膝，韧带损伤或修复固定及术后康复固定，韧带及十字韧带损伤症状。

## 膝内外翻支具

型号：JX-G-X02



### 适应症：

- 1、用于X型腿，O型腿。
- 2、膝无力、脑瘫、小儿麻痹。
- 3、膝外翻、膝内翻、足内翻、足外翻。

## 膝踝足支具

型号：JX-G-X03



### 适应症：

- 1、胫骨平台骨折。
- 2、胫腓骨骨折。
- 3、交叉韧带损伤，半月板损伤。
- 4、关节功能位控制。
- 5、膝关节挛缩及预防矫正。
- 6、术前术后固定。

## 儿童动踝支具

型号：JX-G-H04



### 适应症：

- 1、儿童足内、外翻。
- 2、痉挛性尖足、马蹄足。

## 成人动踝支具

型号：JX-G-H02



### 适应症：

- 1、踝关节骨折或小腿骨折术后使用。
- 2、跟腱断裂重建术后卧床使用，预防、矫正足下垂。
- 3、踝足损伤保守治疗使用。

## 儿童静踝支具

型号：JX-G-H03



## 儿童静踝支具<sub>DFO</sub>

型号：JX-G-H05



## 成人静踝支具

型号：JX-G-H01



### 适应症：

- 1、踝关节骨折或小腿骨折术后使用。
- 2、跟腱断裂重建术后卧床使用，预防、矫正足下垂。
- 3、踝足损伤保守治疗使用。

## 手指固定支具

型号: JX-D-Z01



### 适应症: //

- 1、指骨骨折。
- 2、指关节脱位。
- 3、韧带及肌腱损伤。

## 拇指固定支具

型号: JX-D-Z02



### 适应症: //

- 1、拇指掌骨术后固定。
- 2、虎口成形术后。
- 3、正中神经损伤后拇指功能位的固定。

## 掌指固定支具

型号: JX-D-Z03



### 适应症: //

- 1、第一掌指关节骨折。
- 2、拇指指骨骨折。
- 3、掌骨骨折。
- 4、腕掌关节脱位的固定。

## 手屈肌腱固定支具

型号: JX-D-S04



### 适应症: //

适用于手腕位置以上屈拇长肌、屈拇浅肌屈指长肌、屈指浅肌、屈指深肌等肌腱受损术后的支具佩戴。

## 手伸肌腱固定支具

型号: JX-D-S05



### 适应症: //

适用于桡神经损伤、手伸拇长肌腱和伸指肌腱修复术后的支具佩戴。

## 腕固定支具

型号: JX-D-W01



### 适应症: //

- 1、腕关节软组织损伤。
- 2、腕关节炎及功能位的固定。

## 腕手固定支具

型号: JX-D-W02



### 适应症: //

- 1、腕关节或前臂远端骨折。
- 2、月骨脱位。
- 3、colles骨折固定。

## 掌腕固定支具

型号: JX-D-W03



### 适应症: //

- 1、第一掌指关节固定。
- 2、指间关节固定。
- 3、急性关节炎、腕扭伤、滑膜炎。
- 4、腕舟骨骨折固定。

## 颈胸固定支具

型号: JX-D-T01



### 适应症: //

- 1、颈椎损伤术后的固定。
- 2、严重的颈椎损伤保守治疗时的固定。
- 3、限制颈椎旋转，上胸椎骨折、颈椎脱位半脱位复位后的固定。

## 腰背心固定支具

型号: JX-D-X01



### 适应症: //

- 1、脊柱术后保持脊柱的生理弯曲。
- 2、脑瘫及儿童脊柱侧弯矫正。
- 3、脊柱损伤外固定，使得腰部脊柱的肌肉及软组织得到充分的休息。

## 足踝固定支具

型号: JX-D-J01



### 适应症: //

用于踝关节、跟腱损伤及矫形术后的固定，保持踝关节功能位，矫正垂足。

## 手休息位固定支具

型号: JX-D-S01



### 适应症: //

用于手指屈曲内收、畸形、关节肌肉病变所致的关节变形及瘢痕挛缩。

## 手功能位固定支具

型号: JX-D-S02



### 适应症: //

用于手及腕部稳定性骨折的固定、神经肌腱损伤及矫形术后的固定，防止骨关节病变所致的畸形。

## 分指固定支具

型号: JX-D-S03



### 适应症: //

用于手及腕部骨折、神经肌腱损伤、瘢痕挛缩等矫形术后的固定，以防止或纠正由于骨关节病变、神经肌肉病变所致的畸形。

## 定制矫形鞋

**我们** 提供足部矫形整体解决方案，针对足部问题提供个性化定制矫形鞋垫康复工程，公司采用荷兰开发的一套具有国际独创领先水准的3D客制化足鞋验配矫正系统。将数字化智能科技应用到矫形鞋垫验配康复工程服务和产品定制的企业，为客户提供优质、舒适与健康的体验。

定制矫正鞋系列预防3-12岁儿童成长发育时出现的足部问题，改善足部，矫正步态。



3D打磨型鞋垫

3D打印型鞋垫

**作用** 是改善患者站立、步行时足部的受力状态或免荷，消除疼痛，防止畸形，矫正足部的功能性变形，为永久性畸形患者提供支撑，以达到平衡。

**适应于** 各种疾病引起的内翻足、外翻足、马蹄足、足下垂、扁平足、弓形足、槌状足及跟骨刺、距下关节强直、踝关节炎、拇趾外翻、足部骨折、足部缺损、跖痛症、足底筋膜炎等。



| 定制矫形鞋垫尺码对应表 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |    |      |      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|------|------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| cm          | 12.6 | 13.3 | 13.9 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 17.8 | 18.4 | 19.1 | 19.7 | 20.4 | 21 | 21.7 | 22.3 | 23 | 23.6 | 24.3 | 24.8 | 25.3 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.8 |  |
| 码数          | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33 | 34   | 35   | 36 | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   |  |

## 压力治疗

### 注意事项

1. 瘢痕成熟时间一般为1-2年，压力治疗最好持续到瘢痕成熟。
2. 如果发生瘢痕挛缩，需配合低温矫形器使用。
3. 压力治疗原材料系弹性织物，为方便换洗，及保证布料回弹性能，每个部位需要2-3套。
4. 为保证最佳治疗效果，可由最初穿戴2小时，逐渐增加治疗时间，完全适应后，需保证每日至少23小时的压力治疗时间。
5. 清洗时需用中性洗液，清水冲洗干净，阴凉通风处晾干，对于上衣、裤子类，需采取毛巾式挂法，避免垂直晾干对弹力布料的影响，禁忌阳光直射及高温烘干。

### 适应症:



烧伤疤痕



静脉曲张的防治



术后瘢痕及肿胀



深静脉血栓的预防



淋巴水肿



脑卒中偏瘫手肿胀

## 头部压力套

型号：YL-110 半面压力套    型号：YL-100 全面压力套



## 上肢压力套

型号：YL-220 前臂压力套    型号：YL-210 上臂压力套    型号：YL-200 全上肢压力套



## 手部压力套

型号：YL-310 单指压力套    型号：YL-330 无指压力套    型号：YL-300 全指压力套



## 腿部压力套

型号：YL-620 小腿压力套    型号：YL-610 大腿压力套    型号：YL-600 全下肢压力套



肢体压力套

型号：YL-230  
全指前臂压力衣



型号：YL-231  
无指前臂压力衣



型号：YL-240  
全指全上肢压力衣



型号：YL-241  
无指全上肢压力衣



踝足压力套

型号：YL-721  
短无趾压力套



型号：YL-711  
长无趾压力套



型号：YL-710  
长分趾压力套



型号：YL-720  
短分趾压力套



躯干压力套

型号：YL-400  
长袖压力套



型号：YL-410  
中袖压力套



型号：YL-420  
短袖压力套




型号：YL-430  
无袖压力套



下肢压力套

型号：YL-511  
单短腿压力套



型号：YL-510  
双短腿压力套



型号：YL-501  
单长腿压力套



型号：YL-500  
双长腿压力套



## 颈部固定器

型号：JX-F-H011



- 1、适用于颈椎损伤及高位胸椎损伤患者。
- 2、颈椎关节炎和颈椎稳定性骨折等的固定和保守治疗。
- 3、颈椎损伤术后固定及康复期的运动防护。

## 颈胸固定器

型号：JX-F-H012



- 1、颈椎与上段胸椎骨折保守治疗。
- 2、颈椎与上段胸椎活动限制。
- 3、颈椎与上段胸手术前后固定。
- 4、颈椎退行性病变。
- 5、颈、胸椎损伤康复期的运动防护。
- 6、固定范围：C2-T4节段。

## 腰部固定器

型号：JX-F-H052



- 1、腰肌劳损。
- 2、腰部软组织损伤。
- 3、骨刺及老年骨质疏松症。
- 4、稳定性或退化性脊椎骨折。
- 5、固定范围：L1-S1节段。

## 腰椎固定器

型号：JX-F-H053



- 1、脊柱融合术后的术后稳定方案。
- 2、椎板切除术/椎板切开术。
- 3、腰椎滑脱。
- 4、急性腰扭伤。
- 5、固定范围：T9-S1节段。

## 胸腰骶部固定器

型号：JX-F-H054



- 1、胸腰椎压缩性骨折。
- 2、腰椎手术前、后固定。
- 3、椎间盘突出症。
- 4、老年退行性变不适宜手术者。
- 5、固定范围：T2/T3-S1节段。

## 软性脊柱侧弯支具

型号：VSP-BL-01W左 / VSP-BR-01W



### 功能及优点：

- ☆ 矫正衣为了全身的校正及平衡，经由侧面施加的3点支撑的原理为基础，给予所期望的压迫力。
- ☆ 在矫正衣的两侧，有调整压迫力度的转盘，可以对每一位患者提供最适合其自身的治疗力度，从而获得最好的治疗效果。

## 肩锁关节固定支具

型号：JX-F-J01



### 适应症：

适用于肩关节退行性病变及周围软组织损伤所引起的急、慢性疼痛和炎症以及偏瘫所致的肩关节半脱位。

## 可调式行走靴

型号：JX-F-Z01/Z01B



### 适应症：

- 1、踝足软组织创伤。
- 2、踝足二至三级扭伤。
- 3、踝足部骨折、复位或内固定术后使用。
- 4、严重足踝韧带扭伤。
- 5、足跟腱修复术后固定（可调至前掌负重位和后跟非负重条件下使用）。

## 踝足支具

型号：JX-F-Z04



### 适应症：

- 1、足部肌弱，腓侧肌神经麻痹引起的足下垂。
- 2、中风、偏瘫后遗症导致的足下垂、足内翻。

## 拇外翻支具

型号：JX-F-Z03



### 适应症：

- 1、拇外翻和脚趾变形人群矫治。
- 2、矫正和限制拇趾畸形发展，防止老人脚趾畸形加重。

## 儿童肩外展支具

型号：JX-F-J02E



### 适应症：

- 1、可根据医师需求将肩关节固定于屈曲外展、内旋外旋、内收外展方向的任意尺度。
- 2、可根据医师需求将肘关节及掌指关节保持功能位，并使其免荷。
- 3、躯干及手臂长度可调。

## 儿童头颈胸支具

型号：JX-F-T01E



### 适应症：

- 1、颈椎脱位半脱位复位后固定，轻度颈椎病的保守治疗等。
- 2、胸锁乳突肌术后固定使用。

## 儿童斜颈支具

型号：JX-F-T02



### 适应症：

- 1、小儿先天性斜颈手术后矫形和习惯性斜颈矫正。
- 2、颈椎脱位半脱位复位后固定，轻度颈椎病的保守治疗等。
- 3、胸锁乳突肌术后固定使用。

## 哈罗士架

型号：JX-F-T03



### 适应症：

- 1、颈椎损伤、颈椎畸形、颈椎肿瘤、颈椎结核使用。
- 2、颈椎不稳、术前牵引、复位及术中、术后固定。
- 3、颈椎骨折术后或保守治疗使用。

# P&O



高温定制支具



低温定制支具



康复辅具产品



矫形鞋产品



压力衣定制

## 广州科莱瑞迪康复辅具用具有限公司

广东省广州经济技术开发区沙湾三街14号4楼

电话: +86-(0)20-8210 9581

传真: +86-(0)20-8210 9707

邮箱: [info@klarity-medical.com](mailto:info@klarity-medical.com)

网址: [www.klarity-medical.com](http://www.klarity-medical.com)

(印刷版本号:KL-CY-20180530-A1)



科莱瑞迪定制服务



扫描获取电子版彩页