

Klarity 科莱瑞迪
造福人类健康 提高生活品质



Klarity

科莱瑞迪 仰卧乳腺固定方案

- 实现多种乳腺复合体位固定方案
- 最大承重200公斤
- MR兼容版本可选



广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

广州市经济技术开发区沙湾三街14号一至六楼

电话: +86-(0)20-8222 6380

传真: +86-(0)20-8208 8552

邮箱: info@klarity-medical.com

网址: www.klarity-medical.com

版本号: KL-CY-20220617-A0



关注公众号
科莱瑞迪放疗



扫一扫获取
电子版彩页

Klarity ATHENA



Klarity ATHENA™ 仰卧乳腺固定方案

- 配备丰富的个性化耗材，实现多种乳腺复合体位固定方案；
- 可实现独特的头部偏健侧复合体位固定方案；
- 最大承重200公斤。

Klarity ATHENA™ 乳腺固定系统（乳腺托架+翼型板）

方案特点：

- 由翼型板实现手臂托举固定，头部设有可拆卸的膜片固定器，实现头膜固定，以及颈胸膜固定；
- 臀部位置两侧设有把手座，满足单侧上举的治疗；
- 支撑角度：5°，10°，15°，20°。


* 此系统不包含手臂托和把手



编码：R610-PDCF
材质：碳纤维



标配小腿垫



编码：R610-PDKF
材质：凯夫拉

MR

Klarity ATHENA™ 乳腺托架

方案特点：

- 由把手和手臂托组成灵活多维可调的手臂托举方案；
- 配置有偏健侧头枕，实现偏健侧头部固定；
- 臀部位置两侧设有把手座，满足单侧上举的治疗；
- 支撑角度：5°，10°，15°，20°。




编码：R610-NDCF
材质：碳纤维

Klarity ATHENA™ 翼型板



编码：R632-NTCF
材质：碳纤维



编码：R632-NTKF
材质：凯夫拉

MR

Klarity ATHENA™ 乳腺固定系统

CT定位/放疗实施



臀部位置两侧设有位置可调把手，满足不同身高患者需求，同时实现单侧上举固定



翼型板把手可在X/Y轴方向灵活快速调节



独特的门栓支撑脚锁紧结构，可实现快速锁紧/一键解锁




专用适配装置，实现+真空袋+定位膜的复合体位固定方案



零负压

符合人体工学的V形体位，有效防止下滑，实现患者零负压固定



上底板倾斜5°满足进入70cm孔径MR定位需求

MR

MR定位



Klarity®

Klarity ATHENA™ 乳腺固定系统
乳腺复合体位固定方案



乳腺复合体位固定方案

Klarity ATHENA™ 乳腺固定系统



Klarity ATHENA™
+ 头膜
+ 真空袋
* 可满足头部偏健侧固定

乳腺复合体位固定方案

Klarity ATHENA™ 乳腺固定系统



Klarity ATHENA™
+ 颈胸膜
+ 真空袋
* 可满足头部偏健侧固定

配套耗材



• 人体定位袋 (真空袋):
MR7677-25N






• 颈胸部定位膜:
R322-S424C1-L (左, 白色)
R322-S424C1-R (右, 白色)
RLG322-S424C1-L (左, 浅绿色)
RLG322-S424C1-R (右, 浅绿色)



• 头部定位膜:
R460SHT (白色, S型)
RLG460SHT (浅绿色, S型)

细节体现



Klarity ATHENA™ 乳腺托架

CT定位/放疗实施



手臂托可一键解锁/拆装
粉色软垫易清洁/更换



专用头枕满足头部偏健侧固定



臀部位置两侧设有位置可调把手，满足不同身高患者需求，同时实现单侧上举固定




零负压

符合人体工学的V形体位，有效防止下滑，实现患者零负压固定



Klarity®

Klarity ATHENA™ 乳腺托架 乳腺复合体位固定方案



乳腺复合体位固定方案

Klarity ATHENA™ 乳腺托架



Klarity ATHENA™
+ 颈胸膜
+ 塑形垫
+ 头枕
+ 可满足头部偏健侧固定

配套耗材




• 头颈肩部定位垫 (塑形垫) : RG560-SH1



• 颈胸部定位膜:
R322-S424C1-L (左, 白色)
R322-S424C1-R (右, 白色)
RLG322-S424C1-L (左, 浅绿色)
RLG322-S424C1-R (右, 浅绿色)



• 头部定位膜:
R460SHT (白色, S型)
RLG460SHT (浅绿色, S型)



• 塑形垫专用头枕: R507-T

单侧上举固定方案

Klarity ATHENA™ 乳腺托架



Klarity ATHENA™
+ 头枕
+ 塑形垫

细节体现

