

科莱瑞迪 电动制模床

- ✓ 独立的定摆位平台，可减少放疗设备占用，提高设备利用率
- ✓ 电动侧移、升降，平稳安全，便于患者上下床



电动制模床 KT-810P




● 提高科室效率

制模床用于制模和复位画标记线，不占用加速器、模拟机、CT机房时间画标记线，可提高放疗设备利用率。

● 人性化

- 1、电阻型触控面板，穿戴医用手套也可以正常操作
- 2、床面可以降到65cm，方便病人上下床
- 3、床面参数：长220cm，宽53cm



● 床面移动行程

头脚方向：0cm至70cm
左右方向：-10cm至+10cm
高度可调：57cm至97cm