


Klarity®


# 科莱瑞迪 碳纤维CT床板

- ✓ 进口材料
- ✓ 平稳可靠
- ✓ 快速安装



# 科莱瑞迪碳纤维CT床板

- 采用进口碳纤维材料及军工级别真空高压成型生产工艺
- 产品内部密度分布均匀，扫描区域无不可接受伪影
- 可快速安装拆卸，一键锁紧和一键解锁
- 安装后平稳可靠，多个方向灵活可调，满足调平要求



GE Lightspeed方案

Siemens SOMATOM  
Definition AS方案

Siemens SOMATOM Scope方案

## 碳纤维CT床板规格型号

CT品牌	CT型号	CT床板编码	床板尺寸(mm)
Siemens	Somatom Emotion	R625-SFCF	2140x530x35
	Somatom Scope		
	Somatom Sensation	R625-EFCF	2160x530x40
	Somatom Definition AS	R625-SFCF3	2140x530x35
	Somatom Definition Flash	R625-SFCF4	2140x530x35
	Somatom go.Top	R625-SFCF5	2140x530x35
Philips	MX 16 - slice	R625-PFCF	2140x530x35
	Brilliance Big Bore	R625-PFCF1	2500x530x25
	Brilliance 6 Slice CT	R625-PFCF2	2500x530x25
Neusoft	NeuViz 64 IN	R625-NFCF	2140x530x35
Toshiba	Aquilion one	R625-NFCF2	2140x530x35
United Imaging	uCT 550	R625-PFCF3-A1	2140x530x35
GE	GoldSeal Optima CT660	R625-GFCF1	2140x530x35
Hitachi	Supria	R625-HFCF	2140x530x35

\* 科莱瑞迪可定制更多品牌/型号的CT床板