

# Klarity<sup>®</sup>

## 科莱瑞迪呼吸训练系统


呼吸曲线采集

呼吸曲线显示



## 产品特点与价值

- 1、突破呼吸训练的空间和时间限制，有效减少在定位室或直加室做呼吸训练的设备占用问题，或者训练时间不足导致的效果不佳；
- 2、适用于不同呼吸门控技术和设备的患者呼吸训练要求。



型号: K-RPPS-DIBH1

### 标配清单

- 呼吸曲线采集模块
- 呼吸训练显示器
- 手机支架
- Type-C充电线
- 充电头

### 产品参数

- 采集模块: 1.9KG
- 显示模块: 0.9KG
- 测量范围: 5cm
- 测量精度:  $\pm 0.1\text{mm}$

### 不占用CT机房资源

可在制模室、病房、家里进行呼吸训练

### 让更多患者满足治疗要求

更简便的训练方式，让更多患者可以长时间不分场地进行训练以达到屏气要求

### 有效保证DIBH放疗进行到底

治疗全过程都进行呼吸训练，可以保证后续治疗的屏气要求

### 呼吸训练系统可折叠

重量轻，可折叠、体积小，更易于使用和保管